

Instructions pour enfiler le NecProtech

Lorsque vous enfilerez votre NecProtech pour la première fois, vous devrez l'ajuster à votre morphologie. Suivez ces instructions simples :

1. Placez les bretelles sur vos épaules, puis serrez au maximum les sangles de taille autour de votre corps et attachez-les avec les clips.
2. Serrez au maximum les deux sangles de réglage des épaules jusqu'à ce que le NecProtech soit bien ajusté à votre corps. Le mieux est de vous pencher en avant tout en tirant sur les sangles.
3. Ajustez la sangle dorsale verticale pour qu'elle épouse confortablement la forme du corps – vous pouvez l'enlever pour l'ajuster, ou demander à quelqu'un de le faire pour vous.
4. Ajustez le support cervical en le tirant vers le haut (un clic confirmera sa mise en place). Pour le relâcher, il suffit de presser le support comme indiqué. Le support cervical doit reposer à la base de votre tête afin que, lorsque vous levez les yeux, votre tête se détende dans le coussinet. Votre tête et votre cou doivent être confortables et détendus lorsque vous portez NecProtech. En cas de tension, réajustez le support cervical jusqu'à trouver une position confortable.

Votre NecProtech est maintenant prêt à l'emploi.