

# SANITIZER®

**EFFICACITE  
CORONAVIRUS**

Dès 30 SEC

## TRAVEL PACK

**LINGETTES DÉSINFECTANTES  
IMPRÉGNÉES DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE  
POUR LES MAINS, OBJETS ET SURFACES**

### LINGETTES SANITIZER® TRAVEL PACK BY TIFON®

**IDÉALES POUR LA DÉSINFECTION  
DES MAINS, DES OBJETS  
ET DES SURFACES.**

**LUTTEZ CONTRE LES INFECTIONS  
ET LES RISQUES DE PROPAGATION.**



**Virucide selon la norme EN 14476.  
Actif sur influenza virus (H1N1) en 60 sec  
et Coronavirus 30 sec.**

**ÉLIMINE  
99,9 %  
DES GERMES**

**SANS  
RINÇAGE**

**TOUS  
SECTEURS**

### USAGE PROFESSIONNEL

**DÉTRUIT 99,9% DES VIRUS ET DES BACTÉRIES  
(dont le virus du Coronavirus et de la grippe H1N1)**

#### CONFORME AUX NORMES

##### Bactéricide

EN 1276 / 30 sec

EN 13727 / 60 sec

EN 1500 / 2x30 sec

(traitement hygiénique des mains)

##### Levuricide

EN 1275 / 30 sec

EN 1650 / 30 sec

EN 13624 / 30 sec

##### Virucide

EN 14476+A1

(Actif sur Coronavirus en 30 sec  
et H1N1 en 60 sec)

**Utilisez les lingettes désinfectantes  
SANITIZER® pour lutter  
contre les infections.**

Sanitizer® Travel Pack répond aux préconisations de l'Anses<sup>2</sup>. Sanitizer® Tifon® répond aux préconisations de l'Anses. L'Anses préconise des gels hydroalcooliques entre 60 et 80% d'éthanol. Sanitizer® est à 63% d'éthanol et 3% d'isopropanol (66% d'alcools au total).

**Les tests d'efficacité sont obtenus sur la  
solution imprégnée SANITIZER® Tifon®.**

**Des lingettes haute efficacité  
et pratiques, faciles à transporter !**

**TESTS HOMOLOGUÉS EN MARS 2020 PAR UN LABORATOIRE EXTÉRIEUR.**

**TIFON® BY MP HYGIENE**  
SOLUTION TESTÉE, FORMULÉE ET FABRIQUÉE EN FRANCE



**TIFON®**  
L'hygiène des mains  
Hand hygiene

<sup>1</sup>Ne pas jeter dans les toilettes.

<sup>2</sup>ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

# SANITIZER®

TRAVEL PACK BY MP HYGIENE

BACTÉRICIDE  
LEVURICIDE  
VIRUCIDE

EFFICACITÉ  
ANTIMICROBIENNE  
TESTÉE ET APPROUVÉE  
EN LABORATOIRE

LINGETTES DÉSINFECTANTES  
IMPRÉGNÉES DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE  
POUR LES MAINS, OBJETS ET SURFACES

Les lingettes désinfectantes<sup>1</sup>  
Sanitizer® Travel Pack by Tifon®  
sont imprégnées d'une  
solution hydroalcoolique.

Spécialement conçues pour désinfecter  
rapidement les mains, les surfaces et les  
petits objets à la maison, au bureau ou  
à l'extérieur (*poignets, transports en commun,  
cuvettes de toilettes, téléphone, etc.*).

Grâce à un format compact,  
elles sont pratiques et faciles à  
transporter.

Elles assurent une hygiène parfaite  
à tout moment et en toutes situations.

NOUVEAU



04TT1130  
30 lingettes  
Format 20 x 20 cm

EFFICACITÉ  
CORONAVIRUS  
Dès 30 SEC

GAMME SANITIZER®

USAGE PROFESSIONNEL

## SANITIZER® - SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

### FLACONS

Code produit	Conditionnement	Colisage
04SF0312	FLACON BOUCHON CLAPET	30 x 100mL
03SP0305	FLACON BOUCHON + 3 pompes réutilisables	6 x 500mL
NOUVEAU 03SP0305_01	FLACON BOUCHON RECHARGE	6 x 500mL
NOUVEAU 04TT1130	LINGETTES TRAVEL PACK X30	X 48
04SB03050SHA	BIDON	4 x 5L



04SF0312  
100 mL

03SP0305  
500 mL

03SP0305\_01  
500 mL

04TT1130  
30 lingettes

USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

## CARTOUCHES + DISTRIBUTEURS COMPATIBLES

### CARTOUCHES CONSOMMABLES 800ML

Code produit	Conditionnement	Colisage
03SCR0308	CARTOUCHE	6 x 800mL

### DISTRIBUTEURS 800 ML

Code produit	Couleur	Système	colisage
03DS0800_01	BLANC	DISTRIBUTEUR MANUEL 800 ML	X 1
03DS0800S_01	BLANC	DISTRIBUTEUR SENSOR 800 ML	X 1



03SCR0308  
800 mL



03DS0800\_01  
Manuel 800 mL



03DS0800S\_01  
Sensor 800 mL

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

<sup>1</sup>Ne pas jeter dans les toilettes.

MP HYGIENE, SPÉCIALISTE DE L'HYGIÈNE DES MAINS



MP hygiene  
119 rue de Soras  
07430 Davézieux  
France

Tél. : +33(0)4 75 33 75 00  
Fax : +33(0)4 75 33 37 38  
contact@mphygiene.com  
www.mphygiene.com



Fabricant français et responsable  
Hygiene products manufacturer

**Identité produit :**

Lingettes désinfectantes pour les mains, objets et surfaces  
Lingettes imprégnées de solution hydroalcoolique.

**Secteurs d'activité :**

Convient au secteur alimentaire.

**Avantages :**

Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces.  
Luttez contre les infections et les risques de propagation.  
Action antibactérienne, lévuricide et virucide efficace et sans rinçage.  
Pour les surfaces pouvant recevoir des aliments, rincer après utilisation.  
Sans parfum ni colorant.

**Mode d'emploi :**

TP1 Mains : frotter les mains avec la lingette, bien répartir et frotter pendant 30s. Ne pas rincer. Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

TP2 Surfaces : frotter les surfaces propres. Laisser reposer 30 secondes. Ne pas rincer

TP4 Surfaces pouvant recevoir des aliments : frotter les surfaces propres. Laisser reposer 30 secondes. Rincer à l'eau potable.

**Précautions d'emploi :**

Ne pas fumer. Eviter le contact avec les yeux. Voir étiquetage du produit.  
Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Conditions de stockage :**

A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives

**Norme :**

Utilisable en milieu alimentaire  
Biocide – Friction hygiénique des mains  
TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine  
TP2 : produits biocides destinés aux surfaces non contact alimentaire  
TP4 : produits biocides destinés aux surfaces pouvant recevoir des aliments.

**Bactéricide :**

EN 1276 en 30s

EN 13727 en 30s

EN1500 en 60s

**Lévuricide :**

EN 13624 en 30s

EN 1650 en 30s

EN 1275 en 30s

**Virucide :**

EN 14476+A1 :

Actif sur Coronavirus en 30s

Actif sur influenza virus (H1N1) en 60s

**Législation :**

RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012 relatif aux produits biocides

N° INRS : 224120.1 / N° ANSES : 62357

**Ingrédients :**

SUBSTANCE ACTIVE BIOCIDES :

ETHANOL (N°CAS 64-17-5) 66,8% v/v, ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0) 3,3% (v/v).

INGREDIENTS (INCI) : ALCOHOL, AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SORBITOL, MANNITOL.

**DATE DE PEREMPTION :**

36 mois après fabrication.

**PAO :**

Non applicable.

**Divers :**

Etat physique : Lingettes imprégnées d'une solution

Couleur : Lingettes blanches. Solution Incolore/Laiteux

Odeur : Alcool

pH = 8 +/- 0,5



# **SANITIZER**

## **TRAVEL PACK**

Fabriqué en FRANCE.

Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)